


# enVista® TORIC Specifikáció

Egytestű hidrofób, csillogásmentes (glistening free) akril műlencse



A páciensek 91%-nál a műtétet követő 24-48 órán belül kisebb, mint 5° -os eltérés tapasztalható.<sup>1</sup>

PREMED PHARMA KFT.  
CÍM 2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
TELEFON 06 23 889 700  
FAX 06 23 889 710  
E-MAIL [info@premedpharma.hu](mailto:info@premedpharma.hu)  
WEB [www.premedpharma.hu](http://www.premedpharma.hu)



# enVista TORIC Specifikáció

## Egytestű hidrofób akril IOL

### SPECIFIKÁCIÓK

Lencse Modell: MX60T

LENCSÉ TULAJDONSÁGOK							
Dioptria választék	+6.0 D és +30.0D között 0.5D lépésekben						
Cylinder értékek a lencse síkjában	1.25 D	2.00 D	2.75 D	3.50 D	4.25 D	5.00 D	5.75 D
Cylinder értékek a cornea síkjában	0.90 D	1.40 D	1.93 D	2.45 D	2.98 D	3.50 D	4.03 D
Optika átmérője	6.0 mm						
Teljes átmérő haptikával	12.5 mm						
Kialakítás	Egytestű, aszférikus optika						
Alapanyag	Hidrofób csillogásmentes (glistening free) akril anyag UV szűrővel						
Refraktív index	1.54, 35°C-on						
Szélkialakítás	360° -ban éles hátsó perem						

A páciensek 91%-nál a műtétet követő 24-48 órán belül kisebb, mint 5° -os eltérés tapasztalható.<sup>1</sup>

#### OPTIKAI BIOMETRIA

Javasolt A-konstans*	119.1
Elméleti AC mélység*	5.61 mm
Sebészi faktor*	1.85

#### APPLANÁCIÓS BIOMETRIA

Javasolt A-konstans*	118.7
Elméleti AC mélység*	5.37 mm
Sebészi faktor*	1.62

#### HAPTIKA JELLEMZŐI


Kialakítás	Módosított C-hurok, lépcsős kialakítás
------------	--

#### BEILLESZTŐ ESZKÖZ

Bausch + Lomb IOL Injektor INJ100 Lencse Modell: MX60

Medicel ACCUJECT 2.2<sup>†</sup> Lencse Modell: MX60T

BLIS-R1 Injektor Lencse Modell: MX60, MX60T



enVistaTORIC nem engedélyezett az Egyesült Államokban történő értékesítésre

\*A-konstans, ACD, és a sebészeti tényező csak hozzávetőleges. Ajánlott, hogy minden sebész saját értékeit fejlesszen ki.

<sup>†</sup>Medicel ACCUJECT 2.2.1P Rev. 2.

1. Fájli adatok, Bausch & Lomb

**INDIKÁCIÓK:** Elsődleges beültetésre javasolt az aphakia vizuális korrekciójára olyan felnőtt, korai asztigmatizmusban szenvedő pácienseknél, akiknél a szürkehályogos lencse eltávolítása extrakapszuláris szürkehályog-extrakciós módszerrel történt. A tokszákbba ajánlott a lencse beültetése. **FIGYELMEZTETÉSEK:** A lencsebeültetést végző orvosoknak az alábbi körülmények bármelyikében mérlegelniük kell a potenciális kockázat/haszon arányt: 1. Visszatérő súlyos elülső vagy hátulsó szegmensgyulladás vagy uveitis. 2. Azok a páciensek, akiknél az intraokuláris lencse befolyásolhatja a hátsó szegmentum megbetegedések megfigyelésének, diagnosztizálásának vagy kezelésének képességét. 3. Sebészeti nehézségek a szürkehályog-eltávolítás közben, ami növelheti a komplikációk kockázatát (pl. perisztens vérzés, jelentős írisz károsodás, ellenőrizetlen pozitív nyomás vagy jelentős üveges prolapsus vagy vesztés). 4. Korábbi trauma vagy fejlődési rendellenesség miatt torzult szem esetén, ahol az IOL megfelelő támogatása nem lehetséges. 5. Olyan körülmények, melyek az endotélium károsodásához vezethetnek az implantáció során. 6. Feltételezett mikrobiális fertőzés. 7. 2 évesnél fiatalabb gyermekek nem alkalmasak intraokuláris lencse beültetésre. 8. Azoknál a pácienseknél, akiknél sem a hátsó tok, sem a zonulák nem elég épek ahhoz, hogy megfelelő megtámasztást nyújtsanak. **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** Ne próbálja meg a lencse újra sterilizációját, mivel ez nemkívánatos mellékhatásokat eredményezhet. Ne áztassa vagy öblítse le az intraokuláris lencsét semmilyen oldattal, kivéve a steril kiegyensúlyozott sóoldatot vagy steril normál sóoldatot. Ne tárolja a lencsét 43°C (110°F) feletti hőmérsékleten. **NE FAGYASSZA LE.** Ne autoklávozza az intraokuláris lencsét. Ne használja újra a lencsét. Végleges beültetésre ajánlott. Explantáció után a sterilitás és a megfelelő funkció nem biztosítható. A teljes szakorvosoknak szánt információk megtalálhatók az enVista® termék csomagolásában található tájékoztatóban.

©2013 Bausch & Lomb. ®/™ a Bausch & Lomb vagy leányvállalatainak védjegyei.

Az összes többi márka/terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye.



PREMED PHARMA KFT.

CÍM 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

TELEFON 06 23 889 700

FAX 06 23 889 710

E-MAIL info@premedpharma.hu

WEB www.premedpharma.hu