

LUTEIN



TARTALMÚ FESTÉKEK

SZEMSEBÉSZEK RÉSZÉRE



A SZINTETIKUS FESTÉKEKET TARTALMAZÓ TERMÉKEK HATÁSOS ALTERNATÍVÁJA.

A Phacodyne olyan intraokuláris festék, amely szürkehályog műtét során használható a capsulorhexis támogatására.

A Phacodyne összetétele: oldható lutein (1%), tripánkék (0,04%), biológiailag kompatibilis inaktív hordozóanyag.

- Lehetővé teszi a teljes elülső tok megjelenítését a vörös visszfény hiányában.
- Az elülső tok megfestése szürkehályog műtét céljából.
- Intenzív zöld szín, amely optimális kontrasztot biztosít.



KETTŐS FESTÉSŰ, LUTEIN ALAPÚ, SŰRŰ FESTÉK.

Gyorsabb és egyszerűbb műtétet tesz lehetővé.

A Doubledyne olyan intraokuláris festék, amely vitreoretinális műtéteknél használható a belső határhártya és/vagy az epiretinális membrán megfestésének elősegítésére.

A Doubledyne összetétele: oldható lutein (2%), brillantkék (0,05%), tripánkék (0,15%), biológiailag kompatibilis inaktív hordozóanyag

- A nagy sűrűség egységes süllyedést és később könnyebb felszívást biztosít.
- Az ILM és ERM egyidejű festése tovább növeli a kontrasztot.
- A hátsó póluson való szelektív lerakódás miatt nincs szükség a festék erőteljes kiöblítésére vagy folyadék-levegő cserére.



HATÉKONY ÉS KÖLTSÉGHÍMELŐ MEGOLDÁS AZ ILM MEGFESTÉSÉRE

A Retidyne olyan intraokuláris festék, amely vitreoretinális műtéteknél használható a belső határhártya megfestésének elősegítésére.

A Retidyne összetétele: oldható lutein (2%), brillantkék (0,05%), biológiailag kompatibilis inaktív hordozóanyag

- A nagy sűrűség egységes süllyedést és később könnyebb felszívást biztosít.
- Intenzív zöld szín, amely optimális kontrasztot biztosít.
- A hátsó póluson való szelektív lerakódás miatt nincs szükség a festék erőteljes kiöblítésére vagy folyadék-levegő cserére.



PREMED PHARMA KFT.

CÍM 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

TELEFON 06 23 889 700

FAX 06 23 889 710

E-MAIL info@premedpharma.hu

WEB www.premedpharma.hu