

VISZKOELASZTIKUS ANYAGOK A PREMED PHARMÁTÓL

Eyefill SC

kiemelkedően kohezív

Kiszerezés: 0.9 ml

2%-os Natrium hyaluronat

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- elülső csarnok stabilizálására

Termék jellemzők:

- magas viszkozitás
- zavartalan optikai tisztaság
- tartós tok és csarnokfentartás
- kiváló endothelsejt védelem
- könnyű és gyors eltávolítás



Eyefill C

kohezív

Kiszerezés: 1 ml

1.4%-os Natrium hyaluronat

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- cataracta extractio
- IOL beültetés
- cornea transzplantáció
- glaucoma sebészet
- abláció ellenes műtétek

Termék jellemzők:

- magas viszkozitású
- könnyen eltávolítható
- jó csarnokfentartás
- kiváló sejtvédelem



Eyefill D.C.

diszperzív és kohezív

Kiszerezés: 1 ml

1.37%-os hyaluronsav
+ 0.57% HMPC

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- cataracta extractio
- mikroincíziós cataracta sebészet esetén

Termék jellemzők

- kiváló sejtvédelem és csarnokfentartás
- kohezív és diszperzív tulajdonságok kombinációja
- tökéletes felhasználhatóság mikroincíziós cataracta sebészet esetén



Eyefill H.D.

magas diszperzivitás

Kiszerezés: 2.5 ml

2%-os HPMC

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- a lencse beültetés fázisában az eszközök síkosítására

Termék jellemzők:

- diszperzív anyag
- alacsony viszkozitással



Eyefill MB

diszperzív és kohezív

Kiszerezés: MEGA I 0.55ml
BIO II 0.8ml

1.8%-os hyaluronsav
1.4%-os hyaluronsav

2 db Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- cataracta extractio
- IOL beültetés
- cornea transzplantáció
- glaucoma sebészet
- abláció ellenes műtétek

Termék jellemzők

- nagy tisztaságú, biofermentatív nátrium hyaluronát készítmény
- kohezív és diszperzív anyag két külön fecskendőben
- mini- és mikroincíziós cataracta extrakció esetén különösen ajánlott



PREMED PHARMA KFT.

CÍM 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

TELEFON 06 23 889 700

FAX 06 23 889 710

E-MAIL info@premedpharma.hu

WEB www.premedpharma.hu

VISZKOELASZTIKUS ANYAGOK A PREMED PHARMÁTÓL

Amvisc

kohezív

Kiszereles: 0.8 ml

1.2%-os Natrium hyaluronat

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- cataracta extractio
- IOL beültetés
- cornea transzplantáció
- glaucoma sebészet
- abláció ellenes műtétek

Termék jellemzők:

- magas viszkozitás
- zavartalan optikai tisztaság
- tartós tok és csarnokfentartás
- kiváló endotel sejt védelem
- könnyű és gyors eltávolítás



Amvisc Plus

közepesen kohezív

Kiszereles: 0.8 ml

1.6%-os Natrium hyaluronat

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- cataracta extractio
- IOL beültetés
- cornea transzplantáció
- glaucoma sebészet
- abláció ellenes műtétek

Termék jellemzők:

- magas viszkozitás
- zavartalan optikai tisztaság
- tartós tok és csarnokfentartás
- kiváló endotel sejt védelem
- könnyű eltávolítás



Ocucoat

diszperzív

Kiszereles: 1 ml

2%-os HMPK

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- szaruhártya nedvesítése
- endotel sejtek mechanikai védelme
- lubrikálás

Termék jellemzők

- teljesen átlátszó
- nincs antigén tulajdonsága
- nem befolyásolja a normál sebgyógyulást
- kitűnő áramlási jellemzőkkel bír



Ocucoat

diszperzív

Kiszereles: 2 ml

2%-os HPMK

Steril fecskendőben

Alkalmazási területek

- szaruhártya tartós nedvesítése
- endotel sejtek mechanikai védelme
- lubrikálás

Termék jellemzők:

- teljesen átlátszó
- nincs antigén tulajdonsága
- nem befolyásolja a normál sebgyógyulást
- kitűnő áramlási jellemzőkkel bír



Cornea Protect

diszperzív

Kiszereles: 10 x 2 ml

2%-os HPMK

10 db-os kiszereles

Alkalmazási területek

- szaruhártya tartós nedvesítése

Termék jellemzők

- alacsony viszkozitású
- nagy optikai tisztaság
- hipozmotikus készítmény
- 20 perces hidratáló hatás



PREMED PHARMA KFT.
CÍM 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
TELEFON 06 23 889 700
FAX 06 23 889 710
E-MAIL info@premedpharma.hu
WEB www.premedpharma.hu